

 **LuminPRO**
SENSOCOSMÉTICA



SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —



LuminPRO

SENSOCOSMÉTICA

Lámpara de fototerapia LED

La fototerapia LED se ha consolidado como una herramienta imprescindible en la cabina estética avanzada. Su capacidad para modular la actividad celular sin generar daño térmico (fotobiomodulación) permite tratar diversas afecciones cutáneas de forma no invasiva con óptimos resultados.



Luz Roja (630–670 nm):

Bioestimulación y Antienvjecimiento

Es la longitud de onda con mayor profundidad de penetración. Actúa directamente sobre los fibroblastos para estimular la síntesis de colágeno y elastina.

Ideal para: Protocolos anti-aging y recuperación de tejidos dañados.



Luz Naranja (590–610 nm):

Vitalidad Celular

Es un espectro intermedio que combina beneficios de la luz roja y amarilla.

Ideal para: Revitalizar pieles "asfixiadas" (fumadores) y mejorar el tono cetrino.



Luz Azul (415–450 nm):

Acción Bactericida

Se dirige a las porfirinas producidas por la bacteria Cutibacterium acnes. Al absorber esta luz, se genera oxígeno reactivo que destruye la bacteria.

Ideal para: Piel grasas, con tendencia acnéica o tras extracciones.



Luz Verde (520–560 nm):

Despigmentación y Calma

Se absorbe por los melanocitos, ayudando a regular la producción de melanina y a dispersar la acumulación de pigmento existente.

Ideal para: Melasma, hiperpigmentaciones y pieles estresadas.



Luz Ámbar (570–590 nm):

Drenaje y Desintoxicación

Actúa a un nivel más superficial que la roja, enfocándose en el sistema linfático y mejora la calidad de la piel y las alteraciones vasculares leves.

Ideal para: Tratamientos post-operatorios, bolsas en los ojos, pieles sensibles y pieles opacas que necesitan luminosidad.



Luz Púrpura (415–420 nm):

Dualidad Terapéutica

Combina las longitudes de onda de la luz roja y azul, ofreciendo una acción sinérgica.

Ideal para: cicatrices de acné donde se requiere tratar la imperfección y prevenir marcas de expresión simultáneamente.




Luz Cian (400–420 nm):

Antiinflamatoria y Refrescante

Es un azul suave que reduce la inflamación y la sensibilidad de los capilares.

Ideal para: Piel con rosácea, cuperosis o como paso final tras un peeling químico agresivo.

SKINDERMA



SAD

SENSOCOSMÉTICA
el despertar de la
juventud celular



SENSITIVE CARE

CONFORT ABSOLUTO Y EQUILIBRIO PARA LAS PIELES MÁS DELICADAS



Gel calmante y reconfortante de alta tolerancia, diseñado específicamente para pieles sensibles y reactivas. Enriquecido con extracto de lúpulo, actúa sobre los receptores sensoriales para mitigar rojeces, prurito y la sensación de ardor, reforzando la función barrera con una hidratación profunda e inmediata.



Sinergia LED: Optimiza los resultados de la fototerapia LED ÁMBAR, potenciando el bienestar cutáneo y devolviendo la luminosidad perdida.

Eficacia Sensocosmética: Actúa desde la neurocosmética para aumentar la capacidad de defensa estructural de la dermis, protegiéndola de procesos inflamatorios.



Acción Biológica: Previene la cascada inflamatoria y equilibra la microbiota, favoreciendo la flora saprófita frente a agentes patógenos.



PURE CONTROL

EQUILIBRIO Y PUREZA INMEDIATA PARA UNA PIEL LIBRE DE IMPERFECCIONES



Sensocosmética seborreguladora avanzada para pieles mixtas y grasas. Este gel de textura ligera equilibra la producción de lípidos, neutraliza brillos indeseados y refina la apariencia de los poros para una tez visiblemente más pura y fresca.



Sinergia LED: Maximiza la eficacia de la LUZ LED AZUL en el control de imperfecciones, promoviendo una piel oxigenada y resplandeciente.

Eficacia Sensocosmética: Disminuye la expresión de las moléculas precursoras del sebo y mitiga los procesos micro-inflamatorios asociados al acné.



Acción Biológica: Inhibe la sobreproducción sebácea y previene la colonización bacteriana en el folículo, garantizando una textura regular, sana y mate.





TIME REPAIR

ARQUITECTURA DÉRMICA: EL DESPERTAR DE LA JUVENTUD CELULAR



Gel revitalizante de sensocosmética avanzada con acción antiedad global. Su fórmula está diseñada para reorganizar la arquitectura dérmica, mejorando drásticamente la firmeza, la elasticidad y la micro-relieve cutáneo.



Sinergia LED: Actúa como un potente catalizador de la luz LED roja, estimulando la matriz extracelular para un efecto rejuvenecedor profundo.

Eficacia Sensocosmética: Incrementa exponencialmente la síntesis de colágeno y elastina, elementos estructurales clave para la densidad de la piel.



Acción Biológica: Renueva la apariencia cutánea desde el interior, suavizando la profundidad de las arrugas y restaurando la vitalidad del rostro.



PIGMENT BALANCE

LUZ Y PERFECCIÓN: EL CONTROL TOTAL SOBRE LA PIGMENTACIÓN



Gel de sensocosmética iluminadora formulado para unificar el tono y restaurar la claridad de la piel. Su acción dirigida reduce la intensidad de las manchas y previene su reaparición para un acabado radiante y homogéneo.



Sinergia LED: Potencia el efecto de la LUZ LED VERDE al intervenir en los mecanismos iniciales de la pigmentación.

Eficacia Sensocosmética: Modula la actividad del melanocito mediante regulación génica, controlando la melanogénesis antes de que el pigmento sea visible.



Acción Biológica: Disminuye la actividad enzimática responsable de las manchas, logrando un decremento cromático progresivo y un incremento notable de la luminosidad.



LuminPRO SENSOCOSMÉTICA



SKINDERMA

C/ Peña Manteca, F 15-16
Parque emp. Argame 33163 - Asturias - España
+34 974 26 98 37

 @skindermamedicalcosmetics
www.skindermacosmetics.es