

THE REGEN

MICRONEEDLING-NEUROMODULADORES-BIOESTIMULADORES

SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —

THE REGEN COSMÉTICA

NEUROMODULADORES-BIOESTIMULADORES

Indicado para tratar el envejecimiento de la piel

Tratamiento que combina a la perfección cosmética, técnica manual y aparatología para poder conseguir en una sola sesión el tratamiento anti edad novedoso y exclusivo en el sector.

Cosmética: con la aplicación de varios productos de forma precisa:

- Exfoliantes químicos regeneradores y preparadores de la piel
- Bioestimuladores de colágeno – PDRN
- Activos neuromoduladores que modulan y relajan la contracción dérmica

Neuropeptidos como el Hexapéptido 8 y el Matrixyl

- Velos con activos exclusivos.

PDRN + HA – BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO

El PDRN (Polinucleótido Polimerizado) es una biomolécula de origen natural con una potente acción reparadora y regeneradora. Compuesto por pequeños fragmentos de ADN, el PDRN estimula la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico, componentes fundamentales para una piel joven y saludable.

Al introducirse en la piel, **el PDRN actúa como un bioestimulador, activando los procesos de reparación celular y estimulando la producción de nuevas fibras de colágeno y elastina.** Además, neutraliza los radicales libres, protegiendo la piel del daño oxidativo.



Beneficios del tratamiento con PDRN + HA:

Rejuvenecimiento cutáneo: Mejora la textura y el tono de la piel, reduciendo arrugas y líneas de expresión.

Redensificación: Restaura el volumen y la densidad de la piel, especialmente en zonas como el óvalo facial.

Firmeza y elasticidad: Aumenta la resistencia y flexibilidad de la piel, previniendo la flacidez.

Reparación de lesiones: Atenúa cicatrices y marcas de acné.

Hidratación profunda: El ácido hialurónico aporta hidratación y luminosidad a la piel.

La sinergia entre el PDRN y el ácido hialurónico potencia los resultados del tratamiento. El ácido hialurónico, al ser un componente natural de la piel, actúa como un vehículo para el PDRN y mejora su penetración, además de hidratar y rellenar la piel en profundidad.

NEUROPEPTIDOS: LA CLAVE PARA UNA PIEL REJUVENECIDA

Los neuropéptidos son biomoléculas que actúan como mensajeros químicos, modulando las funciones celulares. Cuando se aplican tópicamente, estos activos penetran en la piel y ejercen una acción directa sobre el sistema nervioso, promoviendo la relajación muscular y, por consiguiente, atenuando las líneas de expresión.

Beneficios de los neuropéptidos:

Estimulación de la producción de colágeno y elastina: Mejorando la firmeza y elasticidad de la piel.
Penetración en las capas profundas de la piel: Garantizando una acción eficaz y duradera.
Combate la flacidez: Restaurando la tensión cutánea y rejuveneciendo el rostro.

Estos activos actúan inhibiendo la liberación de neurotransmisores, lo que provoca una relajación muscular sin paralizarla. De esta manera, se atenúan las arrugas dinámicas, es decir, aquellas causadas por los movimientos faciales repetitivos.

Nuestros neuropéptidos estrella:



ARGIRELINE:

Hexapeptido, proporciona a la piel un efecto Botox natural. Reduce la profundidad de las arrugas provocadas por la contracción de los músculos de la expresión facial. En ampolla base agua concentrada y en velo mask.



ACTIPEPTIDE (Combinación de neuropéptidos):

TETRAPÉPTIDO G: péptido específico para el tratamiento de los edemas faciales e inflamaciones generalizadas, tiene gran eficacia en el tratamiento de las bolsas de los ojos.

MATRIXYL: Tretapéptido 7 es un reparador cutáneo de los daños provocados por la edad; contiene matrikines que son mensajeros de reestructuración y reparación cutánea.

ARGIRELINE: Hexapeptido, proporciona a la piel un efecto Botox natural. Reduce la profundidad de las arrugas provocadas por la contracción de los músculos de la expresión facial.



PEELING MANDÉLICO

Es un exfoliante que pertenece al grupo de los AHA, que promueve la regeneración rápida de las células de la epidermis.

Esta muy indicado en el tratamiento de las pieles envejecidas, que están dañadas y que necesitan rejuvenecimiento.

Este peeling esta indicado especialmente porque **es el que mejor prepara la piel para el tratamiento posterior con microneedling y sobre todo para la aplicación posterior de bioestimuladores de colágeno y neuropéptidos.**

PACK PROFESIONAL THE REGEN:

- 1 CLEANSING MILK SOLUTION 500 ml
- 1 CLEANSING FOAM SOLUTION 200 ml
- 1 TONIC LOTION SOLUTION 500 ml
- 1 SALICYLIC EXFOLIATOR 100 ml
- 1 MANDELIC PEEL 100 ml
- 1 ARGIRELINE 20 x 2 ml
- 1 PDRN + HA 1% 5 x 5 ml
- 1 SKINDERMA ACTIPEPTIDE 5 x 5 ml
- 1 ARGIRELINE MASK 14 uds. x 30 ml
- 1 ANTIAGING CREAM 50 ml
- 1 SPF PROTECTOR 50+ OIL FREE 150 ml
- 5 PUNTAS DESECHABLES DE HYDRAPEN 12PT
- 5 PUNTAS DESECHABLES DE HYDRAPEN 36PT
- 1 EQUIPO HYDRAPEN

SKINDERMA

THE REGEN TÉCNICA MANUAL

Trabajando con las Manos: Las Líneas de Langer Faciales

Comprender las líneas de Langer faciales es fundamental para optimizar los resultados del tratamiento.

Estas líneas, que representan las orientaciones naturales de las fibras de colágeno y elastina en la piel, son como mapas que nos guían en la dirección de la tensión cutánea máxima.


¿Por qué son importantes las líneas de Langer en la estética?

Al trabajar en dirección paralela a estas líneas, se minimiza la resistencia de la piel, permitiendo una penetración más profunda de los dedos y una mayor efectividad en la manipulación de los tejidos.

Un masaje siguiendo el sentido de las líneas de Langer ayuda a fortalecer las fibras de colágeno y elastina, mejorando la elasticidad y tonificación de la piel.

Al disminuir la fricción y el estrés sobre la piel, se favorece la circulación sanguínea y linfática, lo que contribuye a reducir la inflamación y la hinchazón.

Un paso fundamental para optimizar los resultados del tratamiento y ofrecer una experiencia personalizada y eficaz.



SKINDERMA

THE REGEN APARATOLOGÍA

SKD HYDRA PEN

Combina la técnica de microneedling con dosificación precisa de producto y con corrientes EMS. Se pueden realizar las técnicas al mismo o tiempo o elegir las por separado multiplicando la versatilidad del equipo.

El dispositivo destaca por que incluye:

Tecnología EMS: Utiliza una corriente micro eléctrica multipolar de cuatro polos, colocada de forma circular; lo que la hace más eficaz para estimular las células, acelerar la síntesis de colágeno y mejorar la firmeza de la textura de la piel.

Salida de producto ajustable: Permite personalizar la descarga de producto en función de la viscosidad de la solución y la velocidad de trabajo, con niveles ajustables de 1, 2 y 3.

Longitud de aguja ajustable: La longitud de la aguja se puede ajustar entre 0 y 1.0 mm para adaptarnos a la zona, lesión o alteración que nos interese trabajar. Dispone de dos tipos de cabezales desechables con 12 o 36 agujas para mayor adaptación en cada zona de trabajo.

Velocidad ajustable: velocidad regulable de 1 a 6 que nos permite adaptarnos a la forma de trabajo que más se adapte a las necesidades y también a la densidad del producto que se desee introducir.

Pantalla LED: Facilita la operación mostrando el estado de carga y la información sobre la velocidad de trabajo de las micro agujas y a la intensidad de la corriente EMS transmitida.



Dosificación
precisa



EMS +
MICRONEEDLING



Resultados
probados



SKINDERMA

Beneficios del uso de técnica de microneedling:

Estimulación del colágeno: La creación de micro canales promueve la producción de colágeno, ayudando a mejorar la firmeza y elasticidad de la piel. Se podría decir que sólo por crear los micro canales ya estamos realizando un tratamiento anti edad en la piel ya que conseguimos aumentar las reservas de colágeno en piel.

Penetración de activos: Al realizar los micro canales la piel se vuelve más permeable consiguiendo introducir más cantidad de activo y más profundo que de forma manual.

Renovación celular: Al realizar el tratamiento, conseguimos una pequeña exfoliación mecánica por lo que la superficie de la piel también se verá más lisa, uniforme y revitalizada.

Regeneración: Al agredir la piel realizando los micro canales también conseguiremos acelerar el proceso de regeneración de la piel, lo cual nos beneficia en los tratamientos anti edad pero también en tratamientos en los que la regeneración es nuestro objetivo como por ejemplo en pequeñas marcas o imperfecciones.



Beneficios del uso de la técnica de EMS facial multipolar:

Estimulación de las capas superficiales y profundas de la piel incluyendo el músculo.

Activación de las células que generan sostén y soporte a la piel, con la mejoría en la producción de elastina y colágeno.

Tonificación de los músculos faciales sobre los que se aplica.

Relajación muscular tras la activación.

SKINDERMA

— MEDICAL COSMETICS —



Pol. Ind. Valle del Cinca, calle C/C, 53.
22300 Spain
+34 974 26 98 37
@skindermamedicalcosmetics
www.skindermacosmetics.es