



EXOSOMES

HAIR

REGENERACIÓN PROFUNDA

SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —



¿Qué son los exosomas?

Un exosoma es una vesícula extracelular de bicapa lipídica. Son vesículas muy muy pequeñas (40-160 nm) que son producidas por células eucariotas (estas tienen un núcleo celular definido) y que penetran en las células mediante endocitosis.

¿Cuál es su función?

Penetrar en las células mediante endocitosis. Los exosomas actúan como mensajeros que transportan paquetes de información, y así poder entregar la información a la célula receptora. Los exosomas tienen la capacidad de también poder viajar a zonas alejadas gracias a que tienen unos marcadores específicos y buscan a las células que tienen sus mismos marcadores.

Los exosomas de Skinderma vienen potenciados con principios activos específicos, que utilizan al exosoma como vehículo para poder mejorar la función de la célula a la que va dirigido.

¿Como penetran en las células?

Los exosomas están formados por una bicapa lipídica; esta bicapa lipídica hace que el exosoma tenga una barrera para que no se disperse antes de llegar a la membrana de la célula. Esto hace que en el momento que se pone en contacto con la célula se transporte rápidamente hacia su interior.

En todos los exosomas Skinderma están presentes los fosfolípidos, vesículas extracelulares de Lactobacillus y vesículas extracelulares de galactomitos; pero además, todos nuestros exosomas **contienen una meticulosa selección de principios activos indicados para la acción a la que van destinados, frenar el envejecimiento, tratar las alteraciones del color o mejorar la densidad del cabello.**

SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —



EXOSOMA HAIR


Sus células diana son las células germinativas que se encuentran dentro del folículo piloso y los queratinocitos.

- Estimulan la regeneración de las células del folículo piloso.
- Mejora la función de los queratinocitos del cuero cabelludo
- Mejora de la irrigación sanguínea
- Mejora la reparación de los tejidos consiguiendo así un efecto antiinflamatorio.



Activos principales :

- Aceite de oliva
- Extracto de apio
- Biotina
- Fosfolípidos
- Vesículas extracelulares de Lactobacillus y Galactomitos



antes



después



EXOSOMA HAIR serum

Serum superconcentrado de textura líquida con acción activadora y limpiadora del cuero cabelludo que mejora la caída del cabello y el aspecto del pelo por su acción de activación.

Modo de uso:

Aplicar una vez al día, realizar una fricción por el cuero cabelludo con el fin de generar la activación del cuero cabelludo, separar el cabello en líneas y aplicar gotas del producto y penetrar con fricción sobre las líneas.

Es aconsejable realizar el lavado previo a la aplicación del serum; en el caso de realizar lavado posterior dejar pasar mínimo 12 horas desde aplicación del serum.

SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —

SKINDERMA DROP

INYECCIÓN SIN AGUJAS A ALTA PRESIÓN

Un nuevo concepto de aplicación de activos donde conseguiremos un efecto flash inmediato a la vez que penetramos activos en profundidad.



El manipulador de SKINDERMA DROP es un instrumento que en su punta lleva una aguja de grosores milimétricos por la cual atomiza los principios activos aplicados en la cánula con alta presión, con el fin de llegar a las capas más profundas de la piel y estimularla en su totalidad.

Dentro del protocolo combinaremos la aplicación de exfoliación y tratamiento mediante la aplicación de aire a presión.



TECNOLOGÍA NO INVASIVA PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO

SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —

PROTOCOLO CAPILAR

DROP & EXOSOMAS HAIR

Haremos un diagnostico capilar antes de pautar el tratamiento.
Personalizaremos el tratamiento dependiendo del diagnostico.
Puedes asistir a la próxima formación en tu zona.

EXFOLIACIÓN:

1. Se carga en el Drop 2,5 ml de SALICYC EXFOLIATOR.
 - a. Con el cabello seco y con la ayuda de un peine iremos separando, haciendo líneas .
 - b. En cada línea en el modo 1 del DROP (modo exfoliación) haremos pasadas.
 - c. Una vez terminado este paso peinaremos el cabello para quitar todos los residuos.

TRATAMIENTO:

2. Cargar el DROP 2,5 ml EXOSOMAS HAIR.
 - a. Utilizaremos el mismo procedimiento, con la ayuda del peine, por líneas , pasaremos el DROP con el principio activo para que penetre.

POST-TRATAMIENTO:

3. La clienta se va a casa sin lavarse el pelo en 24 horas.
4. Cuidado en casa : El serum Hair lo utilizará por las noches masajeando el cuero cabelludo.
Con un cuarto de pipeta para toda la cabeza será suficiente.

Este tratamiento en un primer momento debería hacerlo 1 vez a la semana en 4 sesiones, que luego se espaciaron dependiendo de las necesidades.



SKINDERMA

— MEDICAL COSMETICS —



SKD

SKINDERMA

— MEDICAL COSMETICS —

Pol. Ind. Valle del Cinco, calle C/C, 53.
22300 Spain
+34 974 26 98 37

 @skinderma_spain
www.skinderma.es